

EN

PL

BEAUTIFLY

B-Body

Blush

series

Masażer antycellulitowy
Anti-cellulite massager



Instrukcja obsługi
User manual

SILIKON MEDYCZNY
 ŚWIATŁA FOTONOWE
 NIWELUJE CELLULIT
 LEKKI I PORĘCZNY
 UJĘDRNIA SKÓRĘ
 POPRAWIA WCHŁANIALNOŚĆ
 KOSMETYKÓW WYSZCZUPLAJĄCYCH




Nakładka masująca wykonana jest z delikatnego dla skóry,

miękkiego i bezpiecznego silikonu medycznego.

Silnie pobudzający krążenie masaż, eksportuje toksyny i inne szkodliwe substancje przemiany materii, tak by usunąć niechciany cellulit, a także ujędrnić skórę. Technika regulowanych wibracji w połączeniu ze światłem fotonowym, napina skórę, a także pozwala jej zachować zdrowy kolor. Produkt jest idealny do stosowania wraz z kremem wyszczuplającym lub olejkami.

Dane techniczne B—Body

Napięcie robocze:	3.7V
Wymiar produktu:	110*110x78.8 (L*W*H)
Waga produktu:	~198g
Materiał:	ABS, silikon medyczny
Ładowanie:	USB



Ostrzeżenie

- Nie używać podczas ładowania.
- Nie należy demontować, ani ponownie montować produktu.
- Po użyciu odłożyć w bezpieczne miejsce i trzymać z dala od dzieci.

Funkcje

1. Ujędrniający masaż
2. Stymulacja skóry za pomocą specjalnych silikonowych wypustek
3. Pielęgnacja i wzmocniony efekt wyszczuplania dzięki światłom fotonowym

Jak używać



Talia: Masuj w górę.



Brzuch: Masuj okrężnymi ruchami.



Biodra i pośladki: masuj okrężnymi ruchami, w górę.



Uda: masuj okrężnymi ruchami, w górę.



Ramię: Masuj w górę.

Przeciwwskazania

1. Nie nadaje się do skóry kobiet w ciąży lub skóry w stanie zapalnym
2. Przechowuj z dala od dzieci.
3. Nie stosować razem z produktem emulsji silikonowej lub ziarnistej, aby nie zniszczyć powierzchni masującej.
4. W przypadku jakichkolwiek złych objawów skórnych skonsultuj się z lekarzem.

Jak działa urządzenie B-Body

1. Urządzenie posiada 3 programy
 - pierwsze dla światła czerwonego,
 - drugi dla światła zielonego
 - trzeci dla światła niebieskiego.
2. Urządzenia nie można włączyć podczas ładowania. Błysk wskaźnika zasilania oznacza ładowanie. Stałe świecenie wskaźnika zasilania oznacza zakończenie ładowania.

3. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach w trybie pracy. Po ponownym włączeniu może być używany w sposób ciągły. Ciągłe miganie wskaźnika zasilania oznacza małą moc wymagającą ładowania.
4. Urządzenie posiada funkcję pamięci. Po włączeniu urządzenie pozostaje na ostatnio używanym trybie.
5. Włączanie przez długie naciśnięcie włącznika przez 2 s. Podczas pracy w trybie M można przełączać cyklicznie 3 tryby

Właściwości światła fotonowych

Światło czerwone dociera do fibroblastów, które są odpowiedzialne za syntezę kolagenu, elastyny oraz kwasu hialuronowego. Wzmacnia aktywność komórek, przyspiesza metabolizm, stymuluje skórę do produkcji protein kolagenowych i powoduje opóźnienie w obumieraniu istniejącego kolagenu. Ma również działanie detoksykujące i drenujące, zwiększa przepływ układu limfatycznego.

Światło niebieskie hamuje rozwój stanów zapalnych. Przyspiesza gojenie ran, stłuczeń, siniaków. Wykorzystuje się je przeciw rogowaceniom słonecznym.




Zielone światło działa na poziomie naskórka. Wskazane przy redukcji przebarwień i plam postłonecznych. Penetruje podstawowe warstwy naskórka, stymuluje składniki odżywcze, pomaga w regeneracji skóry dojrzałej.

MEDICAL SILICONE
 PHOTON LIGHTS
 REDUCES CELLULITE
 LIGHT AND HANDY
 FIRMS THE SKIN
 IMPROVES THE ABSORPTION
 OF SLIMMING COSMETICS

The massage cushion is made of a skin-friendly, soft and safe medical silicone. A massage that stimulates circulation, exports toxins and other harmful substances of metabolism to remove unwanted cellulite and make the skin firmer. The technique of regulated vibrations in combination with photon light tightens the skin and allows it to maintain a healthy color. The product is ideal for use with a slimming cream or oils.

Technical data B—Body

Operating voltage:	3.7V
Product dimension:	110*110x78.8 (L*W*H)
Product weight:	~198g
Material:	ABS, medical silicone
Charging:	USB



Warning

- No use during charging.
- Do not disassemble or refit the product
- After usage, put in on the high place and keep it away from children.

Features

1. Firming massage.
2. Skin stimulation with special silicone insets.
3. Care and enhanced slimming effect thanks to photon lights.

Application method



Waist: Massaging upwards



Belly: Massagign in circularity



Hip: Massagign pulling



Thing: Massaging upwards



Arm: Massaging upward

Contraindications

1. Not suitable for pregnant or inflamed skin.
2. Keep the device away from children.
3. Do not use silicone or granular emulsion together with the product, so as not to damage the massage surface.
4. In case of any bad skin symptoms, consult your doctor.

How the B-Body device works

- 1 The device has 3 program
 - the first for red light,
 - the second for green light,
 - the third for blue light.
2. The device cannot be turned on while charging. When the power light flashes, it is charging. A steady power indicator light indicates charging is complete.

3. The device will turn off automatically after 15 minutes in operating mode. After being turned back on, it can be used continuously. Continuous blinking power indicator indicates low power requires charging.
4. The device has a memory function. After switching on, the device remains in the last used mode.
5. Switching on by long pressing the switch for 2 seconds. During operation in the M mode, 3 modes can be switched cyclically

Properties of photon lights

Red light reaches fibroblasts, which are responsible for the synthesis of collagen, elastin and hyaluronic acid.

It strengthens the activity of cells, speeds up metabolism, stimulates the skin to produce collagen proteins and delays the dying off of existing collagen. It also has a detoxifying and draining effect, increases the flow of the lymphatic system.

Blue light inhibits the development of inflammation.

It accelerates the healing of wounds, contusions and bruises and is used against actinic keratosis.

Green light acts at the level of the epidermis. Recommended for the reduction of discoloration and sun spots. Penetrates the basic layers of the epidermis, stimulates nutrients, helps regenerate mature skin.



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci, oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that in the European Union after the end of the product's useful life it must be disposed of in a separate, dedicated collection point. Do not dispose of these products together with unsorted general household waste



Deklaracja zgodności odnośnie do
Dyrektywy RE 2014/30/UE
Deklaracja zgodności odnośnie do
Dyrektywy RoHS 2011/65/UE

English

Hereby, Beauty Factor Sp. z o. o. declares that the device equipment Beautifly B-Body is in compliance with Directive 2014/30/UE.

Polski

Niniejszym, Beauty Factor Sp. z o. o. deklaruje, że Beautifly B-Body jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE.

Importer

Beauty Factor Sp. z o.o.

Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

Assembled in China

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja na produkt jest ważna w okresie 24 miesięcy.
2. Gwarancja obejmuje okres od daty otrzymania urządzenia od firmy Beauty Factor Sp. z o. o. i obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w otrzymanym urządzeniu.
3. Naprawa urządzenia zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od dnia przyjęcia urządzenia do naprawy przez Autoryzowany Zakład Serwisowy.
4. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli Autoryzowany Serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów.
5. Jeśli tylko część produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części produktu działającej prawidłowo, uprawnienia Klienta wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części produktu.

W celu skorzystania w warunków gwarancji, należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z kartą gwarancyjną na adres e-mail serwis@rgmedia.pl

TERMS OF WARRANTY

1. The product warranty is valid for a period of 24 months.
2. The warranty covers the period from the date of receipt of the device from Beauty Factor Sp. z o. o. and covers defects resulting from causes inherent in the received device.
3. The device will be repaired as soon as possible, not exceeding 21 working days from the date of acceptance of the device for repair by an Authorized Service Center.
4. The customer has the right to apply for replacement of equipment free from defects, if the Authorized Service finds that the removal of the defect is impossible or requires excessive costs.
5. If only part of the product is defective and can be detached from the part of the product working properly, the Customer's rights resulting from this warranty limit only to the defective part of the product.

In order to benefit from the warranty conditions, please send a complaint notification together with the warranty card to the e-mail address serwis@rgmedia.pl

BEAUTIFLY

NAZWA / ADRES SPRZEDAWCY

NAME / ADDRESS OF THE SELLER

NR DOWODU ZAKUPU

NUMBER OF EVIDENCE OF PURCHASE

DATA SPRZEDAŻY

DATE OF SALE

NAZWA URZĄDZENIA

DEVICE NAME

NR SERYJNY / MODEL

SERIAL NUMBER / MODEL

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki zawarte w Karcie Gwarancyjnej.

I represent that I have read and accepted the terms and conditions specified in the Warranty Certificate.