

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania URZĄDZEŃ DO MIKRODERMABRAZJI

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ryzyko podrażnień i uszkodzeń skóry

- Nie stosuj urządzenia na skórę podrażnioną, uszkodzoną, z aktywnymi zmianami trądzikowymi, ranami czy infekcjami.
- Unikaj zbyt intensywnego nacisku na skórę, aby zapobiec jej uszkodzeniu.
- Dostosuj ustawienia urządzenia (siłę ssania, intensywność) do rodzaju i wrażliwości skóry.
- Przed pierwszym użyciem wykonaj test na małym obszarze skóry, aby sprawdzić reakcję organizmu.

2. Ryzyko infekcji

- Przed każdym użyciem dokładnie oczyść i zdezynfekuj końcówki urządzenia, aby zapobiec przenoszeniu bakterii.
- Nie udostępniaj urządzenia innym osobom, aby uniknąć ryzyka zakażeń krzyżowych.
- Upewnij się, że skóra jest dokładnie oczyszczona przed rozpoczęciem zabiegu.

3. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody ani w wilgotnym środowisku, chyba że jest to wyraźnie wskazane przez producenta.
- Zawsze odłącz urządzenie od zasilania przed jego czyszczeniem lub konserwacją.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i zasilaczy dostarczonych przez producenta.

4. Ryzyko przegrzania urządzenia

- Nie używaj urządzenia dłużej, niż zaleca producent. Przerywaj użytkowanie, aby urządzenie mogło się ochłodzić.

- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas pracy.
- W przypadku zauważenia przegrzania, natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z serwisem.

5. Zagrożenia związane z pyłem i drobinami

- Używaj urządzenia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania drobinek martwego naskórka.
- Regularnie opróżniaj pojemnik na martwy naskórek, jeśli urządzenie jest w niego wyposażone.

6. Zagrożenia dla dzieci i osób z ograniczeniami zdrowotnymi

- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z urządzenia bez nadzoru dorosłych.
- Osoby z poważnymi schorzeniami skóry powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia.

7. Zagrożenia związane z użytkowaniem w specyficznych warunkach

- Nie używaj urządzenia w ekstremalnych temperaturach lub w bardzo wilgotnym środowisku, chyba że producent potwierdził, że urządzenie jest przystosowane do takich warunków.
- Unikaj przechowywania urządzenia w miejscach o dużych wahaniami temperatur, aby uniknąć uszkodzenia elementów wewnętrznych.

8. Zagrożenia związane z konserwacją i czyszczeniem

- Po każdym użyciu dokładnie wyczyść i osusz wszystkie elementy urządzenia, które miały kontakt ze skórą.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, chyba że producent wskazuje, że jest wodoodporne.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia defektów zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z producentem.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.