

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania LAKTATORÓW

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ogólne środki bezpieczeństwa

- Zawsze przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.
- Upewnij się, że laktator jest przeznaczony do indywidualnego użytku – stosowanie wspólnych urządzeń może prowadzić do ryzyka infekcji.
- Przed każdym użyciem dokładnie umyj wszystkie elementy mające kontakt z mlekiem, aby zapobiec rozwojowi bakterii.

2. Zagrożenia mechaniczne

- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, w tym rurki, uszczelki i nasadki – uszkodzone elementy mogą powodować urazy lub nieprawidłowe działanie.
- Nie używaj laktatora z widocznymi pęknięciami lub innymi uszkodzeniami.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas montażu lub użytkowania urządzenia, aby zapobiec złamaniom lub skaleczeniom.

3. Zagrożenia elektryczne

- W przypadku elektrycznych laktatorów zawsze używaj oryginalnego zasilacza i przewodu.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku, np. w pobliżu wody, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.
- Odłącz urządzenie od zasilania po zakończeniu użytkowania i przed rozpoczęciem konserwacji.

4. Zagrożenia termiczne

- Nie podgrzewaj elementów laktatora w kuchenke mikrofalowej – może to prowadzić do deformacji materiałów i ryzyka poparzenia.

- Przed użyciem sprawdzaj temperaturę części mających kontakt ze skórą, szczególnie po ich sterylizacji.

5. Środki ostrożności związane z użytkowaniem w specyficznych warunkach

- Nie używaj laktatora w ekstremalnych warunkach, takich jak wysokie temperatury lub wilgotność, które mogą wpłynąć na wydajność urządzenia.
- W przypadku transportu upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio zabezpieczone, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

6. Konserwacja i higiena

- Regularnie myj wszystkie części urządzenia w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem myjącym lub sterylizuj je zgodnie z instrukcją producenta.
- Po każdym użyciu wylewaj mleko pozostałe w rurkach lub pojemniku, aby zapobiec zanieczyszczeniu.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu, aby uniknąć gromadzenia się kurzu i zanieczyszczeń.

7. Ostrzeżenia dotyczące użytkowników

- Osoby starsze lub z ograniczoną sprawnością ruchową powinny stosować urządzenie pod nadzorem lub z pomocą, jeśli to konieczne.
- W przypadku dyskomfortu, bólu lub innych nieprawidłowości podczas użytkowania natychmiast zaprzestań korzystania z laktatora i skonsultuj się z lekarzem lub doradcą laktacyjnym.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.